



# Experimento 5 – Difração em fenda simples

Jonathas de Paula Siqueira


Instituto de Física Gleb Wataghin  
Universidade Estadual de Campinas




**A double slit experiment**



# Difração dupla




# Difração fenda simples



$$I = I_0 \left( \frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2, \quad \beta = \frac{1}{2} k b \sin \theta,$$

# Difração fenda simples




$$I = I_0 \left( \frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2,$$


Se  $y \ll z$  podemos usar as aproximações  $\sin \theta \approx \theta \approx y/z$  e escrever

$$\beta = \frac{1}{2}kb \sin \theta, \quad \Rightarrow \quad \beta \simeq \frac{\pi b y}{\lambda z}. \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \beta &= n\pi \quad (n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \\ y_n &= n\lambda z/b \quad (\text{mínimos de difração}) \end{aligned}$$

$$\Delta y = 2\lambda z/b.$$




# Difração fenda dupla




$$I = I_0 \cos^2 \gamma \left( \frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \left\{ \begin{array}{l} \beta = \frac{1}{2} k b \sin \theta \rightarrow \Delta y = 2 \lambda z / b. \\ \gamma = \frac{1}{2} k h \sin \theta. \rightarrow \Lambda = \lambda z / h. \end{array} \right.$$



# Difração fenda múltipla



$$I = I_0 \left( \frac{\sin(N\gamma)}{N \sin \gamma} \right)^2 \left( \frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2.$$



$$\gamma = n\pi \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (\text{máximos primários})$$


$$y_n = nz\lambda/h = n\Lambda.$$

$$\delta y = z\lambda/Nh.$$







Qual a densidade de pixels do seu celular?



# Objetivos

- Observar o fenômeno de difração em fenda simples
- Quantificar largura da fenda através da medida do máximo central de difração para 3 larguras de fenda
- Verificar modelo através da comparação da largura obtida experimentalmente com medida feita diretamente no microscópio
- Identificar principais fontes de incertezas

Medida do padrão de difração em fenda simples feita em folha cobreada com gilete:






# Anteparo milimetrado



Fenda com largura controlável:  
folha cobreada, gilete e fita adesiva





# Laser pointer




# Medição distância fenda-anteparo



# Fixação da abertura da fenda




# Medida da largura da fenda simples com microscópio








# Medida da largura da fenda simples com microscópio



Medida da largura da fenda simples com microscópio: fenda feita com gilete observada no microscópio com magnificação de 10 x



# Página para download do programa ImageJ



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "imagej.nih.gov/ij/index.html". The page features the ImageJ logo and a navigation menu with links to home, news, docs, download, plugins, resources, list, and links. A search bar is also present. The main content area lists various resources, including a new feature for running ImageJ in a browser. The footer contains information about support availability and a vulnerability disclosure link.

home | [news](#) | [docs](#) | [download](#) | [plugins](#) | [resources](#) | [list](#) | [links](#)

**ImageJ**  
Image Processing and Analysis in Java

- [Features](#)
- [Release Notes](#)
- [Documentation](#)
- [Download](#)
- [Run ImageJ in Browser!](#) New
- [Plugins](#)
- [Developer Resources](#)
- [Mailing List](#)
- [Links](#)

---


Support is available on the [mailing list](#) and on the [image.sc](#) forum. [Disclaimer](#)

[Vulnerability Disclosure](#)



# Exemplo de calibração utilizando ImageJ



1600x720 pixels; RGB; 4.4MB




Distance (pixels)




1600x720 pixels; RGB; 4.4MB




1025.57x201.21 (979x570); 8-bit; 545K





1025.57x201.21 (979x570); 8-bit; 545K



List Data » More » Line X=570, Y(X)=121.1